

NITECORE®

KEEP INNOVATING

Bite Healer 10 User Manual



IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE!
- Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 12 months from the date of purchase. Beyond 12 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-8382723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China



Please find us on facebook : Nitecore Outdoor Electronics

Thanks for purchasing NITECORE! BRe11041025

Warning

1. This product is USB-C rechargeable. Please use compliant power supplies. DO NOT use damaged charging cables.
2. Please keep this product out of the reach of children and pets to prevent accidental swallowing.
3. This product is intended only for relieving itching caused by mosquito bites.
4. This product is intended for use by adults aged 18 and over. It is not recommended for children under 10 years old. Children aged 10 and over or individuals with disabilities should only use the product under the assistance and supervision of a legal guardian.
5. DO NOT use the product on infants or young children to prevent burns.
6. DO NOT use the product if you have skin diseases (e.g., eczema or infectious dermatitis) or heat sensitivity.
7. DO NOT use the product on broken, wounded or inflamed skin, or areas with severe allergic reactions, as it may exacerbate the symptoms or cause infections.
8. Use with caution in patients with seizure disorders or keloids history. A patch test is recommended before regular use.
9. Seek medical advice in advance if using this product during pregnancy.
10. Use with caution or under supervision in patients with sensory impairment caused by metabolic disorders (e.g., diabetes mellitus, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, thyroid dysfunction, or neuroimmune disorders).
11. The regular mode is recommended for the first use on a small, non-sensitive skin area to check for any discomfort or allergic reactions. Stop using the product if redness, swelling, or other abnormal reactions develop.
12. Closely monitor your skin during use. Stop using the product and rinse the affected area with running water if any abnormal symptoms occur and persist (e.g., severe redness, intensified itching, burning sensation, or allergic reactions). Seek immediate medical attention if necessary.
13. DO NOT use the product on face, near the eyes or other sensitive and delicate skin areas.
14. DO NOT overuse the product. It is recommended not to use consecutively on the same skin area more than 5 times per hour and leave an interval of at least 2 minutes between each application to avoid burns or allergic reactions.
15. DO NOT scratch the skin area during use to avoid further irritation and potential skin damage.
16. This product may cause temporary localized redness, warmth, or a mild stinging sensation, which typically subsides within a few minutes.
17. This product is intended for human use only. DO NOT apply it to animals such as dogs or cats.
18. DO NOT use the product on flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
19. This product is not a substitute for medical advice or treatment. Please seek medical attention promptly if the discomfort or symptoms persist after use.
20. DO NOT place the product in water. Please dry it thoroughly before use in case of accidental drops into water.
21. DO NOT insert foreign matters into the charging port.
22. DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for a prolonged time, as this may cause battery explosion or combustion
23. DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.


Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Technical Data

Capacity	130mAh
Operating Times	Approx. 100 times per full charge
Heating Temperature	High-Performance Mode: 50°C (122°F)
	Regular Mode: 45°C (113°F)
Dimensions	60.0mm x 16.0mm x 16.0mm (2.36" x 0.63" x 0.63")
	Weight
Accessory	Key Clasp
IP Rating	IP54

Product Overview



Charging Function

Short press the HI Button / LO Button, and the corresponding blue indicators will turn on sequentially to indicate the remaining battery power.

Status of Indicators	Power Level
3 Constant-on	75%-100%
2 Constant-on	35%-75%
1 Constant-on	5%-35%
1 Flashing	0%-5% (Please recharge the product as soon as possible)

(English)

Charging Function

The product is equipped with an intelligent charging system. Please charge the product before the first use.
Power Connection: As illustrated, use a USB charging cable to connect an external power supply (e.g., an adapter, a power bank or other charging devices) to the charging port of the product to begin the charging process.

- During the charging process, the blue indicators will transition gradually from flashing to a steady light, one by one, displaying the battery level.
- When the product is fully charged, the 3 blue indicators will become steadily turned on.
- The charging time is approx. 1 hour 40 minutes (charged via a 5V/1A adapter).
- When fully charged, the standby time is about 12 months.

Operation Instructions

The product features two temperature settings. Please select the appropriate setting based on your skin condition.

1. Fast Itch Relief

Press and hold the HI Button / LO Button until the red indicator becomes steadily turned on. Release the button and place the contact plate onto the mosquito bite area. After 3 seconds, the red indicator will automatically go off, indicating the product has turned off.

2. Long-lasting Itch Relief

Press and hold the HI Button / LO Button. Even after the red indicator becomes steadily turned on, continue holding the button until the blue indicator(s) is(are) on. Release it and place the contact plate onto the mosquito bite area. (The product has three blue indicators. Each activated blue indicator indicates an additional second of relief duration.)

- When 1 blue indicator is turned on, the relief duration is 4 seconds.
- When 2 blue indicators are turned on, the relief duration is 5 seconds.
- When 3 blue indicators are turned on, the relief duration is 6 seconds (maximum duration).

Note: If all of the three blue indicators are turned on and the button continues to be pressed, the red and blue indicators will turn off simultaneously and the product will shut down automatically.

Power Indication

Short press the HI Button / LO Button, and the corresponding blue indicators will turn on sequentially to indicate the remaining battery power.

Status of Indicators	Power Level
3 Constant-on	75%-100%
2 Constant-on	35%-75%
1 Constant-on	5%-35%
1 Flashing	0%-5% (Please recharge the product as soon as possible)

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of failing to follow the instructions provided in this user manual.

(Deutsch)

Warnung

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern.
3. Dieses Produkt ist nur zur Linderung des durch Mückenstiche verursachten Juckreizes bestimmt.

4. Dieses Produkt ist für die Anwendung durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Es wird nicht für Kinder unter 10 Jahren empfohlen. Kinder ab 10 Jahren oder Personen mit Behinderungen sollten das Produkt nur mit Unterstützung und unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten verwenden.
5. Verwenden Sie das Produkt NICHT bei Säuglingen oder Kleinkindern, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn Sie Hautkrankheiten (z. B. Ekzeme oder infektiöse Dermatitis) oder Hitzeempfindlichkeit haben.
7. Verwenden Sie das Produkt NICHT auf gerissener, verletzter oder entzündeter Haut oder auf Bereichen mit schweren allergischen Reaktionen, da es die Symptome verschlimmern oder Infektionen verursachen kann.
8. Bei Patienten mit Anfallsleiden oder Keitoiden in der Vorgeschichte ist Vorsicht geboten. Ein Patch-Test wird vor der regelmäßigen Anwendung empfohlen.
9. Bei Verwendung dieses Produkts während der Schwangerschaft ist vorher ärztlicher Rat einzuholen.
10. Bei Patienten mit sensorischen Beeinträchtigungen aufgrund von Stoffwechsellstörungen (z. B. Diabetes mellitus, Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Krankheit, Schildrüsenfunktionsstörung oder Neuroimmunenerkrankungen) mit Vorsicht oder unter Aufsicht anwenden.

11. Der Standard Mode wird für die erste Anwendung auf einer kleinen, unempfindlichen Hautstelle empfohlen, um eventuelle Beschwerden oder allergische Reaktionen zu prüfen. Beenden Sie die Anwendung des Produkts, wenn Rötungen, Schwellungen oder andere abnormale Reaktionen auftreten.
12. Beobachten Sie Ihre Haut während der Anwendung genau. Beenden Sie die Anwendung des Produkts und spülen Sie die betroffene Stelle mit fließendem Wasser ab, wenn ungewöhnliche Symptome auftreten und anhalten (z. B. starke Rötung, verstärkter Juckreiz, Brennen oder allergische Reaktionen). Suchen Sie, falls erforderlich, sofort einen Arzt auf.

13. Verwenden Sie das Produkt NICHT im Gesicht, in der Nähe der Augen oder an anderen empfindlichen und sensiblen Hautstellen.
14. Verwenden Sie das Produkt NICHT übermäßig. Es wird empfohlen, das Produkt nicht öfter als 5 Mal pro Stunde auf derselben Hautstelle anzuwenden und zwischen den einzelnen Anwendungen einen Abstand von mindestens 2 Minuten zu lassen, um Verbrennungen oder allergische Reaktionen zu vermeiden.
15. Kratzen Sie während der Anwendung nicht auf der Haut, um weitere Reizungen und mögliche Hautschäden zu vermeiden.
16. Dieses Produkt kann eine vorübergehende lokale Rötung, Wärme oder ein leichtes Stechen verursachen, das normalerweise innerhalb weniger Minuten abklingt.
17. Dieses Produkt ist nur für den menschlichen Gebrauch bestimmt. Wenden Sie es NICHT bei Tieren wie Hunden oder Katzen an.
18. Verwenden Sie das Produkt NICHT auf entflammaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu einer Verbrennung oder Explosion führen kann.
19. Dieses Produkt ist kein Ersatz für ärztliche Beratung oder Behandlung. Bitte suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn die Beschwerden oder Symptome nach der Anwendung anhalten.

20. Legen Sie das Produkt NICHT ins Wasser. Bitte trocknen Sie es vor dem Gebrauch gründlich ab, falls es versehentlich ins Wasser gefallen ist.

21. Stecken Sie KEINE Fremdkörper in den Ladeanschluss.
22. Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C aus, da dies zu einer Explosion oder Verbrennung des Akkus führen kann.
23. Nehmen Sie das Produkt NICHT auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es sonst beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt „Garantie“ im Handbuch.

Batteriesicherheit

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Zerlegen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen oder verbrennen Sie das Gerät NICHT. Wenn Sie ein Leck oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Aufladefunktion

Das Produkt ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf.

Stromanschluss:

- Verwenden Sie ein USB-Ladekabel, um ein externes Netzteil (z. B. einen Adapter, eine Powerbank oder andere Ladegeräte) mit dem Ladeanschluss des Produkts zu verbinden, um den Ladevorgang zu starten.
- Während des Ladevorgangs gehen die blauen LEDs allmählich von Blinken zu Dauerlicht über und zeigen so den Ladezustand an.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten die 3 blauen LEDs durchgehend.
- Die Ladezeit beträgt ca. 1 Stunde und 40 Minuten (aufgeladen über einen 5V/1A-Adapter).
- Bei voller Ladung beträgt die Standby-Zeit etwa 12 Monate.

Betriebsanleitung

Das Produkt verfügt über zwei Temperatureinstellungen. Bitte wählen Sie die für Ihren Hautzustand geeignete Einstellung.

1. Schnelle Juckreizlinderung

Drücken und halten Sie die HI-Taste / LO-Taste, bis die rote LED dauerhaft leuchtet. Lassen Sie die Taste los und legen Sie die Kontaktplatte auf die Mückenstichstelle. Nach 3 Sekunden erlischt die rote Anzeige automatisch und zeigt damit an, dass sich das Produkt ausgeschaltet hat.

2. Lang anhaltende Juckreizlinderung

Drücken und halten Sie die HI-Taste / LO-Taste. Auch wenn die rote LED dauerhaft leuchtet, halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die blue(n) LED(s) leuchtet (leuchten). Lassen Sie die Taste los und legen Sie die Kontaktplatte auf die Mückenstichstelle. (Das Produkt hat drei blaue LEDs. Jede aktivierte blaue LED zeigt eine zusätzliche Sekunde Linderung an).

- Wenn 1 blaue LED eingeschaltet ist, beträgt die Dauer der Linderung 4 Sekunden.
- Wenn 2 blaue LEDs eingeschaltet sind, beträgt die Dauer der Linderung 5 Sekunden.
- Wenn 3 blaue LEDs eingeschaltet sind, beträgt die Entlastungsdauer 6 Sekunden (maximale Dauer).

Hinweis: Wenn alle drei blauen Anzeigen eingeschaltet sind und die Taste weiterhin gedrückt wird, erlöschen die rote und die blaue Anzeige gleichzeitig und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Restenergie-Anzeige

Drücken Sie kurz die HI-Taste / LO-Taste, und die entsprechenden blauen LEDs leuchten nacheinander auf, um die verbleibende Energie anzuzeigen.

Status der LEDs	Restenergie
3 Konstant-an	75% - 100%
2 Konstant-an	35% - 75%
1 Konstant-an	5% - 35%
1 Blinkend	0% - 5% (bitte laden Sie das Produkt sobald wie möglich auf)

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit durch Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch entstehen.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom sortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

9. Demander l'avis d'un médecin en cas d'utilisation de ce produit pendant la grossesse.
10. Utiliser avec prudence ou sous surveillance chez les patients présentant une déficience sensorielle causée par des troubles métaboliques (par exemple, diabète, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, dysfonctionnement thyroïdien ou troubles neuro-immunitaires).
11. Le mode normal est recommandé pour la première utilisation sur une petite zone de peau non sensible afin de vérifier l'absence d'inconfort ou de réactions allergiques. Cessez d'utiliser le produit en cas de rougeur, de gonflement ou d'autres réactions anormales.
12. Surveillez attentivement votre peau pendant l'utilisation. Cessez d'utiliser le produit et rincez la zone affectée à l'eau courante si des symptômes anormaux apparaissent et persistent (par exemple, rougeurs importantes, démangeaisons accrues, sensation de brûlure ou réactions allergiques). Consulter immédiatement un médecin si nécessaire.
13. NE PAS utiliser le produit sur le visage, près des yeux ou sur d'autres zones sensibles et délicates de la peau.
14. NE PAS utiliser le produit de manière excessive. Il est recommandé de ne pas l'utiliser consécutivement sur la même zone cutanée plus de 5 fois par heure et de laisser un intervalle d'au moins 2 minutes entre chaque application afin d'éviter les brûlures ou les réactions allergiques.
15. NE PAS gratter la zone cutanée pendant l'utilisation afin d'éviter toute irritation supplémentaire et tout dommage potentiel de la peau.
16. Ce produit peut provoquer une rougeur, une chaleur ou une légère sensation de piqûre localisée temporaire, qui disparaît généralement en quelques minutes.
17. Ce produit est destiné à un usage humain uniquement. NE PAS l'appliquer sur des animaux tels que les chiens ou les chats.
18. NE PAS utiliser le produit sur des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
19. Ce produit ne remplace pas un avis ou un traitement médical. Veuillez consulter rapidement un médecin si l'inconfort ou les symptômes persistent après l'utilisation.
20. NE PAS placer le produit dans l'eau. Veuillez le sécher complètement avant de l'utiliser en cas de chute accidentelle dans l'eau.
21. N'insérez PAS de corps étrangers dans le port de charge.
22. N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela pourrait entraîner l'explosion ou la combustion de la batterie.
23. NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez-vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

Sécurité des batteries

L'utilisation inappropriée d'appareils de batteries Li-ion intégrées peut entraîner de graves dommages à la batterie ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé. NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Recyclez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

Recharger l'appareil

Le produit est équipé d'un système de charge intelligent. Veuillez recharger le produit avant la première utilisation.
Connexion à une source d'alimentation
Comme illustré, utilisez un câble de charge USB pour connecter une source d'alimentation externe (par exemple un adaptateur

secteur, une batterie externe ou d'autres dispositifs de charge) au port de charge du produit pour commencer le processus de recharge.

- Pendant le processus de recharge, les indicateurs bleus passent progressivement du clignotement à une lumière constante, un par un, pour indiquer le niveau de la batterie.
- Lorsque le produit est complètement rechargé, les 3 indicateurs bleus s'allument de manière continue.
- Le temps de recharge est d'environ 1 heure 40 minutes (charge via un adaptateur 5V/1A).
- Lorsque le produit est complètement rechargé, l'autonomie en veille est d'environ 12 mois.

Instructions de fonctionnement

Le produit propose deux réglages de température. Veuillez sélectionner le réglage approprié en fonction de l'état de votre peau.

1. Soulagement rapide des démangeaisons
Appuyez sur le bouton HI / LO et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur rouge s'allume en continu. Relâchez le bouton et placez la plaque de contact sur la zone de la piqûre de moustique. Après 3 secondes, le voyant rouge s'éteint automatiquement, indiquant que le produit s'est éteint.

2. Soulagement durable des démangeaisons
Appuyez sur le bouton HI / LO et le maintenez enfoncé. Même après que le voyant rouge se soit allumé de manière stable, continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que les 3 voyants bleus s'allument (nt). Relâchez le bouton et placez la plaque de contact sur la zone de la piqûre de moustique. Le produit comporte trois indicateurs bleus. Chaque indicateur bleu activé indique une seconde supplémentaire de durée de soulagement).

- Lorsque 1 indicateur bleu est activé, la durée du soulagement est de 4 secondes.
- Lorsque 2 indicateurs bleus sont activés, la durée du soulagement est de 5 secondes.
- Lorsque 3 indicateurs bleus sont allumés, la durée de la soulagement est de 6 secondes (durée maximale).

Remarque : si les trois indicateurs bleus sont allumés et que l'on continue à appuyer sur le bouton, les indicateurs rouge et bleu s'éteignent simultanément et le produit s'arrête automatiquement.

Indication de puissance

Appuyez brièvement sur le bouton HI / LO, et les indicateurs bleus correspondants s'allument successivement pour indiquer la charge restante de la batterie.

Statut des indicateurs	Niveau de puissance
3 Constants	75%-100%
2 Constants	35%-75%
1 Constants	5%-35%
1 Clignotant	0%-5% (Veuillez recharger le produit dès que possible)

Clause de non- responsabilité

Ce produit est assuré mondialement par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE ne peut être tenu pour responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.

(Русский)

Меры предосторожности

1. Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.
2. Храните устройство в недоступном для детей и домашних животных месте, чтобы избежать опасностей вследствие случайного проглатывания прибора.
3. Устройство предназначено только для устранения зуда, вызванного укусами комаров.
4. Устройство предназначено для использования лицами старше 18 лет. Детям младше 10 лет использование не рекомендуется. Дети старше 10 лет и лица с ограниченными возможностями должны использовать устройство только под наблюдением и при непосредственной помощи законного опекуна.
5. НЕ используйте устройство на коже младенцев или маленьких детей во избежание ожогов.
6. НЕ используйте устройство при наличии кожных заболеваний (например, экземы или инфекционного дерматита), а также при повышенной чувствительности к теплу.
7. НЕ используйте устройство на поврежденной, раненой или воспаленной коже, а также на участках с сильными аллергическими реакциями, так как это может усугубить симптомы или вызвать инфекцию.
8. Используйте с осторожностью при наличии эпилепсии (судорожных расстройств) или склонности к образованию келоидных рубцов. Перед регулярным использованием рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи.
9. Перед использованием устройства во время беременности проконсультируйтесь с врачом.
10. Используйте с осторожностью или под наблюдением при наличии нарушений чувствительности, вызванных метаболическими расстройствами (например, диабетом, болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, дисфункцией щитовидной железы или нейроиммунными нарушениями).
11. При первом использовании рекомендуется выбрать обычный режим и протестировать устройство на небольшом, нечувствительном участке кожи, чтобы проверить наличие дискомфорта или аллергических реакций. Прекратите использование, если появились покраснение, отек или другие ненормальные реакции.
12. Внимательно следите за состоянием кожи во время использования. Прекратите использование и промойте пораженный участок проточной водой, если возникнут и сохранятся ненормальные симптомы (например, сильное покраснение, усиление зуда, жжение или аллергические реакции). При необходимости немедленно обратитесь за медицинской помощью.
13. НЕ используйте устройство на лице, вблизи глаз и на прочих чувствительных и нежных участках кожи.
14. НЕ злоупотребляйте применением устройства. Рекомендуется не использовать его на одном и том же участке кожи более 5 раз подряд в течение часа, а также делать перерыв не менее 2 минут между применениями, чтобы избежать ожогов и аллергических реакций.
15. НЕ расчесывайте кожу при использовании устройства во избежание дальнейшего раздражения и возможного повреждения кожи.
16. Устройство может вызывать временное покраснение, ощущение тепла или легкой покалывание, которые обычно проходят в течение нескольких минут.
17. Устройство предназначено для использования только на коже людей. НЕ применяйте устройство на животных, таких как собаки или кошки.
18. НЕ прикладывайте устройство к легковоспламеняющимся или взрывоопасным материалам, так как высокая температура может привести к возгоранию или взрыву.

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

19.Устройство НЕ заменяет медицинскую консультацию или лечение. Если дискомфорт или симптомы после использования устройства продолжают сохраняться, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

20.НЕ погружайте устройство в воду. При случайном попадании в воду тщательно высушите устройство перед использованием. 21.НЕ помещайте посторонние предметы в зарядный порт. 22.НЕ подвержайте устройство воздействию температур выше 60°C (140°F) в течение длительного времени, так как это может привести к взрыву элемента питания или возгоранию.

23.НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию, так как это приведет к повреждению прибора, а также аннулированию гарантии. Полную информацию о гарантийном обслуживании вы можете найти в соответствующем разделе текущего руководства.

Сообщение уровня заряда
Кратковременно нажмите на кнопку HI или LO, после чего последовательно загорятся синие индикаторы, сообщая таким образом оставшийся уровень заряда.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
3 постоянно горят	75%-100%
2 постоянно горят	35%-75%
1 постоянно горит	5%-35%
1 мигает	0%-5% (В ближайшее время подключите устройство к источнику питания)

Отказ от ответственности
Страхование продукта по всему миру осуществляется компанией Ping An Insurance (Group) Company of China. Компания Ltd. NITECORE не несет ответственность за возможные убытки, ущерб или претензии любого иного рода, являющиеся результатом невыполнения инструкций, приведенных в рамках текущего руководства пользователя.

Зарядка
Данное устройство оснащено интеллектуальной системой зарядки. Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить прибор.
Подключение к источнику питания:
Используйте USB-кабель для подключения устройства к внешнему источнику питания (например, адаптеру, внешнему аккумулятору или другому зарядному устройству) через зарядный порт. Ориентируйтесь на приведенную иллюстрацию.

- Во время зарядки синие индикаторы будут постепенно переходить от мигания к постоянному свечению, сообщая таким образом текущий уровень заряда.
- При полном заряде все три синих индикатора горят постоянно.
- Время полной зарядки составляет приблизительно 1 час 40 минут (при использовании адаптера 5В/1А).
- При полном заряде устройство может находиться в режиме ожидания до 12 месяцев.

Инструкция по эксплуатации

Устройство имеет два температурных режима. Выберите подходящий в зависимости от состояния вашей кожи.

1. Короткое воздействие
Зажмите кнопку HI или LO и удерживайте ее до тех пор, пока не загорится красный индикатор. Затем отпустите кнопку и приложите контактную пластину к месту укуса. Через 3 секунды красный индикатор погаснет, что будет означать автоматическое выключение устройства.

2. Длительное воздействие
Зажмите и удерживайте кнопку HI или LO. После того, как загорится красный индикатор, продолжайте ее удерживать, пока не начнут поочередно активироваться синие индикаторы. Затем отпустите кнопку и приложите контактную пластину к месту укуса. (У устройства три

синих индикатора. Каждый горящий индикатор означает 1 дополнительный секунду к продолжительности воздействия.)

- Если горит 1 синий индикатор, продолжительность воздействия составляет 4 секунды.
- Если горят 2 синих индикатора, продолжительность воздействия составляет 5 секунд.
- Если горят 3 синих индикатора, продолжительность воздействия составляет 6 секунд (максимальная продолжительность).

Примечание. Если уже загорелись все три синих индикатора, но кнопка продолжает удерживаться, красный и синие индикаторы одновременно погаснут, а устройство автоматически выключится.

11.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

12.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

13.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

14.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

15.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

△ 電池を安全に使用するために

リチウムイオン充電電池の不適切な使用は、電池が大きく損傷したり、燃焼や爆発などの安全上の問題を引き起こしたりする可能性があります。製品が損傷している場合は使用しないでください。本製品を分解したり、穴を開けたり、切断したり、押しつぶしたり、焼却したりしないでください。万一、液漏れや異臭がした場合は、直ちに使用を中止してください。製品は、該当する地域の法令に従って廃棄してください。

充電機能

本製品は充電機能を内蔵しています。初めて使用する前に一度充電してください。
電源への接続:図のように、USB 充電ケーブルを本体につなぎ、外部電源（アダプター、モバイルバッテリーやその他充電デバイスなど）へ接続すると自動的に充電が始まります。

- 充電の進捗に応じて青色インジケータが点滅から点灯へと変わっていきます。
- 3 つの青色インジケータが全て点灯状態になったらフル充電です。
- 充電時間は約 1 時間 4 0 分です（5V/1A アダプター使用時）
- フル充電されたからの待機時間は約 1 ヶ月です。

操作方法

本製品は 2 種類の温度設定ができます。使用状況に応じて適切な温度を選んでください。

1. かゆみの軽減
HI ボタン / LO ボタンを押し続けると赤色インジケータが点灯しますが、ボタンをはなしてコンタクトプレート面を蚊に刺された部分にあててください。赤色インジケータが点灯してから 3 秒後に本体がオフになり、インジケータも消灯します。

2. 長時間続くかゆみの軽減

10.Usare con cautela o sotto controllo nei pazienti con disturbi sensoriali causati da disordini metabolici (ad es. diabete mellito, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, disfunzioni tiroidee o disordini neuroimmuni).

11.La modalità normale è consigliata per il primo utilizzo su una piccola area cutanea non sensibile, per verificare l'eventuale presenza di fastidi o reazioni allergiche. Interrompere l'uso del prodotto in caso di arrossamento, gonfiore o altre reazioni anomale.

12.Monitorare attentamente la pelle durante l'uso. Interrompere l'uso del prodotto e sciacquare l'area interessata con acqua corrente se si verificano sintomi anomali e persistono (ad esempio, forte arrossamento, prurito, sensazione di bruciore o reazioni allergiche)intenso. Se necessario, rivolgersi immediatamente a un medico.

13.NON utilizzare il prodotto sul viso, in prossimità degli occhi o su altre aree cutanee sensibili e delicate.

14.NON utilizzare eccessivamente il prodotto. Si raccomanda di non utilizzare consecutivamente sulla stessa area cutanea più di 5 volte all'ora e di lasciare un intervallo di almeno 2 minuti tra un'applicazione e l'altra per evitare scottature o reazioni allergiche.

15.NON grattare l'area cutanea durante l'uso per evitare ulteriori irritazioni e potenziali danni alla pelle.

16.Questo prodotto può causare un temporaneo arrossamento localizzato, calore o una lieve sensazione di bruciore, che in genere si attenua nel giro di pochi minuti.

17.Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso umano. NON applicare ad animali come cani o gatti.

18.NON utilizzare il prodotto su materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione.

19.Questo prodotto non sostituisce la consulenza o il trattamento medico. Se i disturbi , rivolgersi tempestivamente a un medico i sintomi persistono dopo l'uso.

20.NON mettere il prodotto in acqua. In caso di caduta accidentale in acqua, asciugarlo accuratamente prima dell'uso.

21.NON inserire corpi estranei nella porta di ricarica.

22.NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60° C (140° F) per un periodo di tempo prolungato, poiché ciò potrebbe causare l'esplosione o la combustione della batteria.

23.NON smontare o modificare il prodotto per evitare di danneggiarlo e di invalidare la garanzia. Per informazioni sulla garanzia, consultare la sezione del manuale dedicata alla garanziacomplete.

Stato degli indicatori	Livello di carica
3 costanti	75%-100%
2 costanti	35%-75%
1 costante	5%-35%
1 lampeggiante	0%-5% (si prega di ricaricare il prodotto il prima possibile)

△ Sicurezza delle batterie

L'uso improprio dei dispositivi con batterie agli ioni di litio integrate può causare gravi danni alle batterie o rischi per la sicurezza, come combustione o esplosione.
NON utilizzare il dispositivo se è danneggiato.
NON smontare, forare, tagliare, schiacciare o incenerire il dispositivo.
Se si notano perdite o odori anomali, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.
Smettere il dispositivo/batterie in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

Funzione di ricarica

Il prodotto è dotato di un sistema di ricarica intelligente. Si consiglia di caricare il prodotto prima del primo utilizzo.
Collegamento all'alimentazione: Come illustrato, utilizzare un cavo per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore da muro con presa USB, un power bank o altri dispositivi di ricarica) alla porta di ricarica del prodotto per avviare il processo di ricarica.

- Durante il processo di ricarica, gli indicatori blu passano gradualmente da lampeggianti a fissi, uno per uno, indicando il livello di carica della batteria.
- Quando il prodotto è completamente carico, i 3 indicatori blu si accendono costantemente.

10.Usare con cautela o sotto controllo nei pazienti con disturbi sensoriali causati da disordini metabolici (ad es. diabete mellito, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, disfunzioni tiroidee o disordini neuroimmuni).

11.La modalità normale è consigliata per il primo utilizzo su una piccola area cutanea non sensibile, per verificare l'eventuale presenza di fastidi o reazioni allergiche. Interrompere l'uso del prodotto in caso di arrossamento, gonfiore o altre reazioni anomale.

12.Monitorare attentamente la pelle durante l'uso. Interrompere l'uso del prodotto e sciacquare l'area interessata con acqua corrente se si verificano sintomi anomali e persistono (ad esempio, forte arrossamento, prurito, sensazione di bruciore o reazioni allergiche)intenso. Se necessario, rivolgersi immediatamente a un medico.

13.NON utilizzare il prodotto sul viso, in prossimità degli occhi o su altre aree cutanee sensibili e delicate.

14.NON utilizzare eccessivamente il prodotto. Si raccomanda di non utilizzare consecutivamente sulla stessa area cutanea più di 5 volte all'ora e di lasciare un intervallo di almeno 2 minuti tra un'applicazione e l'altra per evitare scottature o reazioni allergiche.

15.NON grattare l'area cutanea durante l'uso per evitare ulteriori irritazioni e potenziali danni alla pelle.

16.Questo prodotto può causare un temporaneo arrossamento localizzato, calore o una lieve sensazione di bruciore, che in genere si attenua nel giro di pochi minuti.

17.Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso umano. NON applicare ad animali come cani o gatti.

18.NON utilizzare il prodotto su materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione.

19.Questo prodotto non sostituisce la consulenza o il trattamento medico. Se i disturbi , rivolgersi tempestivamente a un medico i sintomi persistono dopo l'uso.

20.NON mettere il prodotto in acqua. In caso di caduta accidentale in acqua, asciugarlo accuratamente prima dell'uso.

21.NON inserire corpi estranei nella porta di ricarica.

22.NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60° C (140° F) per un periodo di tempo prolungato, poiché ciò potrebbe causare l'esplosione o la combustione della batteria.

23.NON smontare o modificare il prodotto per evitare di danneggiarlo e di invalidare la garanzia. Per informazioni sulla garanzia, consultare la sezione del manuale dedicata alla garanziacomplete.

Stato degli indicatori	Livello di carica
3 costanti	75%-100%
2 costanti	35%-75%
1 costante	5%-35%
1 lampeggiante	0%-5% (si prega di ricaricare il prodotto il prima possibile)

Esclusione di responsabilità

Questo prodotto è assicurato a livello mondiale da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite, danni o reclami di qualsiasi tipo subiti in seguito alla mancata osservanza delle istruzioni fornite nel presente manuale d'uso.

11.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

12.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

13.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

14.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

15.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

△ Безпека батареї

Неправильне використання пристроїв із вбудованими літій-іонними батареями може призвести до серйозного пошкодження батареї або загрози безпеці, наприклад займання чи вибуху. НЕ використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений. НЕ розбирайте, не проколуйте, не розривайте, не розчавлюйте та не спалюйте пристрій. Якщо помічно будь-який витік або незвичайні запах, негайно припиніть використання пристрою. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

11.Ла modalità normale è consigliata per il primo utilizzo su una piccola area cutanea non sensibile, per verificare l'eventuale presenza di fastidi o reazioni allergiche. Interrompere l'uso del prodotto in caso di arrossamento, gonfiore o altre reazioni anomale.

12.Monitorare attentamente la pelle durante l'uso. Interrompere l'uso del prodotto e sciacquare l'area interessata con acqua corrente se si verificano sintomi anomali e persistono (ad esempio, forte arrossamento, prurito, sensazione di bruciore o reazioni allergiche)intenso. Se necessario, rivolgersi immediatamente a un medico.

13.NON utilizzare il prodotto sul viso, in prossimità degli occhi o su altre aree cutanee sensibili e delicate.

14.NON utilizzare eccessivamente il prodotto. Si raccomanda di non utilizzare consecutivamente sulla stessa area cutanea più di 5 volte all'ora e di lasciare un intervallo di almeno 2 minuti tra un'applicazione e l'altra per evitare scottature o reazioni allergiche.

15.NON grattare l'area cutanea durante l'uso per evitare ulteriori irritazioni e potenziali danni alla pelle.

16.Questo prodotto può causare un temporaneo arrossamento localizzato, calore o una lieve sensazione di bruciore, che in genere si attenua nel giro di pochi minuti.

17.Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso umano. NON applicare ad animali come cani o gatti.

18.NON utilizzare il prodotto su materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione.

19.Questo prodotto non sostituisce la consulenza o il trattamento medico. Se i disturbi , rivolgersi tempestivamente a un medico i sintomi persistono dopo l'uso.

20.NON mettere il prodotto in acqua. In caso di caduta accidentale in acqua, asciugarlo accuratamente prima dell'uso.

21.NON inserire corpi estranei nella porta di ricarica.

22.NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60° C (140° F) per un periodo di tempo prolungato, poiché ciò potrebbe causare l'esplosione o la combustione della batteria.

23.NON smontare o modificare il prodotto per evitare di danneggiarlo e di invalidare la garanzia. Per informazioni sulla garanzia, consultare la sezione del manuale dedicata alla garanziacomplete.

Stato degli indicatori	Livello di carica
3 costanti	75%-100%
2 costanti	35%-75%
1 costante	5%-35%
1 lampeggiante	0%-5% (si prega di ricaricare il prodotto il prima possibile)

11.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

12.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

13.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

14.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

15.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

16.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

17.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

18.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

19.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

20.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

焚烧本品。如果发现有任何泄漏或异味，应立即停止使用本产品并将其安全处理。请根据适用的当地法律和法规处置设备 / 电池。

充電

本製品は充電機能を内蔵しています。初めて使用する前に一度充電してください。
電源への接続:図のように、USB 充電ケーブルを本体につなぎ、外部電源（アダプター、モバイルバッテリーやその他充電デバイスなど）へ接続すると自動的に充電が始まります。

- 充電の進捗に応じて青色インジケータが点滅から点灯へと変わっていきます。
- 3 つの青色インジケータが全て点灯状態になったらフル充電です。
- 充電時間は約 1 時間 40 分です（5V/1 A 変置器）
- 満電時、理論待機時間约为 1 年。

21.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

△ 警告

1. 本品支持 USB 充电，请使用符合标准的充电设备。请勿使用已损坏的线材。
2. 请将本品放置于儿童与宠物接触不到的地方，以免误食。
3. 本品仅适用于蚊虫叮咬引起的瘙痒。
4. 本品适用人群为 18 岁以上成年人，10 岁以下孩童，不建议使用本品。10 岁以下孩童或非完全行为能力人务必在监护人协助及监督下使用。
5. 婴幼儿请勿使用本品，以防误伤。
6. 皮肤病患者（湿疹或感染性皮炎等）及热过敏人群，请勿使用本品。
7. 皮肤有破损、创伤、红肿或有严重过敏反应时，请勿使用本品。否则可能加剧症状或引发感染。
8. 癫痫患者或癫痫体质人群，请谨慎使用本品。建议小范围皮肤测试无异后，方可使用。
9. 孕期如使用本品，建议提前咨询医生，并得到医生允许。
10. 代谢异常导致的知觉障碍患者，可能导致疼痛感知异常（如糖尿病患者、阿尔兹海默症、帕金森患者、帕金森综合征、运动神经元病、神经免疫系失调患者等），请谨慎使用本品或在监护人监护下使用。
11. 初次使用本品时，建议先在小范围、皮肤不敏感的地方使用标准模式测试，观察是否有不适或过敏反应。如果出现发红、肿胀或其他异常反应，应立即停止使用。
12. 在使用过程中，请密切观察自己的皮肤反应。如果出现任何异常的症状（如无法红肿、瘙痒加重、皮肤灼热感或过敏性反应等），且无法自行消退，应立即停止使用，并用流水冲洗皮肤。如有需要，请立即就医。
13. 请勿在脸部、眼睛周围或敏感部位，以及皮肤较薄等区域使用本品。
14. 请勿过度使用本品。建议每小时间一个部位连续使用次数不超过 5 次，每次使用请间隔 2 分钟，以避免皮肤灼伤或引发过敏反应。
15. 使用本品过程中，请勿抓挠皮肤，以免加重刺激，导致皮肤受损。
16. 本品使用过程中，可能会使皮肤局部发红、发热或轻微刺痛感，通常会几分钟内消退。
17. 请勿在其他生物上使用本品，如狗、猫等。
18. 使用过程中，请勿将本品接触易燃易爆的物品，以免高温引致燃烧或爆炸等危险。
19. 本品不能代替医疗诊治，如使用后没有缓解，或仍然不适，请及时就医。
20. 请勿将本品放置在水中，如意外落水，请及时捞起，擦拭干后方可使用。
21. 请勿将异物插入充电接口。
22. 请勿让本品长时间处于高于 60°C 的环境中，否则电池有爆炸或燃烧等风险。
23. 切勿擅自拆卸、组装或改装本品，可能会导致保修服务失效，详情请查看保固条款。

1. 快速止痒
长按 “HI” 按键 / “LO” 按键，直至红色指示灯长亮后松手，即可将本品放到蚊虫叮咬处。3 秒后，红色指示灯熄灭，本品关闭。

2. 持久止痒
长按 “HI” 按键 / “LO” 按键，红色指示灯长亮后仍保持按住按键，直至蓝色指示灯亮起后松手，即可将本品放到蚊虫叮咬处。（本品共设有 3 颗蓝色指示灯，保持长按的过程中，每亮起 1 颗蓝色指示灯，止痒时间增加 1 秒。

- 亮起 1 颗蓝色指示灯，止痒时间为 4 秒。
- 亮起 2 颗蓝色指示灯，止痒时间为 5 秒。
- 亮起 3 颗蓝色指示灯，止痒时间为 6 秒。可增加止痒时间最长为 6 秒。

注：若 3 颗蓝色指示灯长亮后仍保持按住按键不松手，红色指示灯和蓝色指示灯将同时熄灭，本品自动关闭。

电量提示

短按 “HI” 按键 / “LO” 按键，蓝色指示灯显示电量。

指示灯	剩余电量
3 颗亮起	75%-100%
2 颗亮起	35%-75%
1 颗亮起	5%-35%
1 颗闪烁	0%-5%，请及时进行充电

11.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

12.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

13.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

14.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

15.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

16.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

17.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

18.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

19.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

20.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

21.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

22.Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.

- Иногда использовать, в режиме с высокой чувствительностью.